


## Ampullen und Vials verarbeiten

Mit der Entwicklung seiner neuen Robotergeneration ‚Pac robot‘ präsentiert Pester pac automation Verpackungslösungen für Blisterverpackungen. Von Ampullen, Inhalern, Kanülen, Kathetern über Pens und Spritzen bis hin zu Vials können Medizinprodukte pharmagerecht in Blister aus Hart- oder Weichfolie verpackt werden. Der Markt, für Anlagen die vorgefüllte Spritzen, Vials und Inhalate verarbeiten, wird laut Prognosen der Pharmaindustrie weiter wachsen.

 Halle 3.1, F22 - G25

 Tel. +49 (0) 83 34 / 6 07 - 0

**InfoClick** 171779